

UN MOT D'EXPLICATION CONCERNANT VOTRE "DISTRACTEUR SOURIRE"

A la fin de votre opération, le chirurgien fixe une vis de blocage à un des côté de votre distracteur. Ceci empêchera tout mouvement de l'appareil.

Lors de la première consultation, une semaine plus tard, la vis de blocage sera enlevée et le distracteur peut alors être activé.

Au milieu du distracteur se trouvent quatre trous. L'activation se fait par un quart de tour, deux fois par jour, ce qui équivaut à une ouverture de un demi millimètre par jour.

On insère la pointe de la clef bleue dans un des trous du milieu du distracteur (profondeur de deux mm). En poussant la clef vers le bas et vers l'arrière on obtient

une rotaion d'un quart de tour. Votre chirurgien ou orthodontiste vous montrera comment faire à l'aide d'un miroir.

De cette façon, après 10 jours d'activation, on peut s'attendre à une ouverture de 5mm entre les incisives centrales.

Pour évaluer correctement la largeur nécessaire vous devrez aller une ou deux fois en consultation. D'habitude cela prend entre une et trois semaines.

Une fois la largeur voulue obtenue, le médecin replace la vis de blocage pour rendre le distracteur passif.

Le distracteur reste alors en

bouche pendant 3 à 5 mois. Il se peut que le distracteur lâche prise pendant cette période. Dans ce cas là, il faut revenir en consultation pour replacer la vis de blocage.

Veillez rincer le distracteur chaque jour avec une brosse à dents enfants.

ACTIVATION



Glissez la pointe de la clef dans le trou du milieu du distracteur et poussez vers l'arrière et vers le bas de façon à ce que la clef tourne sur le joint blanc.



Tournez un quart de tour jusqu'à ce que le prochain trou soit visible. Faites ceci deux fois par jour.

Note: l'activation se fait avec une clef d'expansion de "Amercian Orthodontics - Orthotrends" qui s'appelle une clef "shilliday". Cette clef est un instrument sûr pour chacun et adapté aux enfants, c'est un instrument de confiance pour chaque orthodontiste.



Situation avant l'élargissement du palais



Situation après l'élargissement avec le distracteur



L'orthodonce peut commencer directement après l'élargissement